



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

床ずれってなに？

寝返りが打てないと、いつもの場所に体重がかかり続けるので、血の流れが悪くなり、床ずれができます。また、そこにずれ力が加わるとより発生しやすくなります。

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

圧迫


- 細胞は血から栄養をもらっています。
- 血の流れが悪いと栄養がもらえません。
- とうとう細胞が死んでしまいました。

ずれ力

- ハサミと同じ力
ハサミで紙を切る時と同じような力がかかります。
-



発生しやすい部位



まずは床ずれになりやすさを調べましょう

OHスケール 次の質問に答えると、床ずれになりやすさがわかります。

Q1 ベッドの上で自分で寝返りできますか？	A1	<ul style="list-style-type: none"> ・できる 0点 ・どちらでもない 1.5点 ・できない 3点 	<input type="checkbox"/> 点
Q2 お尻の骨の飛び出し具合は次のうちどれですか？ 	A2	<ul style="list-style-type: none"> ・正常 0点 ・軽度・中等度 1.5点 ・高度 3点 	<input type="checkbox"/> 点
Q3 むくみはありますか？	A3	<ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 3点 	<input type="checkbox"/> 点
Q4 関節が硬くなって手足を伸ばしにくいですか？	A3	<ul style="list-style-type: none"> ・いいえ 0点 ・はい 1点 	<input type="checkbox"/> 点

合計点数は
何点でしたか？

1点でもついたら、
床ずれになりやすい
人です。また、点数が
高い人ほど床ずれに
なりやすい人です。

合計 点

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

OHスケールとリスクレベル			
合計点数	リスク	床ずれ発症率(目安)	治癒期間(目安)
0点	リスクなし・予防	—	—
1～3点	軽度リスク	約25%以下	40日
4～6点	中等度リスク	約26～65%	57日
7～10点	高度リスク	約66%以上	173日

使用者の介護環境も考えてマットレスを選びましょう

床ずれ防止用具は床ずれができてから使うだけでなく、床ずれができる前から「床ずれを防止」するために使う用具です。使用者の状態や床ずれになりやすさを把握し、マットレスを選びましょう。

合計点数	介護力あり	介護力なし	静止型
0点	布団、ベッドマットレス	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散性能と、安楽性や安定性のバランスに優れています。
1~3点		体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレスなど	ハイブリッド型 ウレタンフォームとエアを組み合わせたマットレスです。
4~6点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm未満)	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) コンピューター制御エアマットレス、 ハイブリッド型など	圧切替型 エアを自動的に出し入れし、圧がかかる場所を移動させる マットレスです。
7~10点	体圧分散式マットレス (静止型 厚さ10cm以上) 上敷き型エアマットレス ハイブリッド型など		

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

よりよい介護のために

身体機能を維持・向上させたり、床ずれを防止するために、次のようなポイントで観察をして、必要なケアを実践しましょう。

<p>観察ポイント例</p> <p>動作</p> <ul style="list-style-type: none"> 背上げの頻度 床上移動の仕方 起き上がりの仕方 移乗の仕方 かかとのずれ力 	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○用具の利用 	<p>観察ポイント例</p> <p>身体状況・体位</p> <ul style="list-style-type: none"> ころしゆく 関節拘縮のレベル えんばい 円背のレベル 麻痺の箇所 側臥位の頻度 好意体位の有無 	<p>必要なケア</p> <ul style="list-style-type: none"> ○質の高い動作介助 ○ポジショニング
---	--	--	--


歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

床ずれ対応マットレス一覧表



移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

本表はあくまで目安です。ご使用にあたっては主治医等にご相談ください。
※しみや汚れ、タバコのこけ跡など破損がひどい場合は、マットレスの実費を請求させていただきます。
※マットレスの快適性、清潔さを保つためにベッドシーツ関連(16ページ)をあわせてご利用ください。

OHスケール点数



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品


情報

ケアリラックス

日本ケアサプライ



予防～軽度 静止型 グリーンケア



ケアリラックスは、リハビリ期や少し歩ける方の床ずれ防止に適した安定感のあるウレタンフォームマットレスです。特殊構造により、ベッド背上げ時の苦しさ・ずれを軽減させる新発想のマットレスで、長時間の背上げ体位もリラックステして行えます。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (RLX-910)	13-5400-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7.6kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅ショート (RLX-910ショート)	13-5404-1	00614-000003

サイズ：幅 91 × 全長 181 × 厚さ 10cm 重さ：7.3kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 (RLX-830)	13-5399-1	00614-000003

サイズ：幅 83 × 全長 191 × 厚さ 10cm 重さ：7kg

材質/外カバー：ポリウレタンラミネート加工布 (抗菌・防水) 内カバー：ポリエステルサテス、マット：ポリウレタンフォーム



ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

アルファプラフ 撥水・防水 MB-FW1R

タイカ



軽度～中度 静止型



独自のスリット加工によりマットレスが身体にフィット。体重の軽い方でも十分に身体が沈み込み、高い体圧分散効果が得られます。変形してもすばやく戻る高弾性。適度な弾力が少ない力での寝返りや起き上がりをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (MB-FW1R)	13-5455-1	00563-000059

サイズ：幅91×全長195×厚さ13cm

材質/マット：アルファゲル、ポリウレタンフォーム、カバー：表地 ポリエステル、裏地 ポリウレタン


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

ブレイラハイブリッドケアマットレス

予防～軽度 静止型

ボディドクター・メディカルケア

柔らかいのに動きやすい、通気と防水の両面仕様、床ずれ防止マットレス。



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (BRHM-910R)	13-5396-1	01149-000015

サイズ：幅91×全長195×厚さ8cm 重さ：13.5kg

●中材：天然ラテックス ●カバー：防水面：ナイロン100%、通気面：ポリエステル100%


ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

ディンプルマットレス CR-541

軽度～中度 静止型

ケープ

圧縮から変形へ発想を転換したディンプル形状です。かかとの骨突出部位をピンポイントで圧力解放し、各部位に最適な体圧分散を実現します。沈み込みを抑えた寝姿勢を保持するほか、離床・端座位も安定して行えます。



商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 (CR-541)	13-5422-1	00206-000070

サイズ：幅90×全長191×厚さ12cm 重さ：6.6kg

材質/カバー：(上面側面) ポリウレタンラミネート加工布、(下面) ナイロンオックス マット：(1、2層目) ラバータッチウレタンフォーム、(2層目サイド、3層目) 高硬度ウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

ステージア

モルテン

体圧分散性能と除圧性能を向上し、さらにエアマットレスの弱点を対策



厚さ 13 cm
重さ 10~11 kg

軽度〜
リスク保有者 ハイアット

●ステージアが備えている7つの特性

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全: 心臓マッサージなど緊急時はリハビリモードで素早い対応が可能)

(安心: リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (MSTA91)	13-5410-1	00054-000115

サイズ: 幅91×全長193×厚さ13cm マット重さ: 11kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅ショート (MSTA91S)	13-5412-1	00054-000115

サイズ: 幅91×全長182×厚さ13cm マット重さ: 10.5kg

商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 (MSTA83)	13-5409-1	00054-000115

サイズ: 幅83×全長193×厚さ13cm マット重さ: 10.0kg

材質/カバー: ウレタン合皮、マット: <マイクロエアセル>ウレタンフィルム

<フィッティング層>底着き防止層>高耐久ウレタンフォーム

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

エアマスターネクサス Rセット

ケーブル



厚さ 12 cm
重さ 8.1~9.1 kg

軽度〜
リスク保有者 圧切替型



体重40~60kgの方であれば、ワンタッチで自動に内圧調整ができる“かんたんモード”を搭載。自動ヘッドアップ対応機能。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 (CR-663)	13-5516-1	00206-000083

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅ショート (CR-667)	13-5518-1	00206-000085

サイズ: 幅90×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 9.1kg (ショート8.5kg)

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 (CR-660)	13-5517-1	00206-000082

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅ショート (CR-665)	13-5520-1	00206-000084

サイズ: 幅84×全長191 (ショート180) ×厚さ12cm マット重さ: 8.6kg (ショート8.1kg)

材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布 (防水・抗菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工 (抗菌)

消費電力: 10w、1日約2円

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

エアマスターネクサス

ケーブル



厚さ 13 cm
重さ 7.5~8.1 kg

軽度〜
リスク保有者 圧切替型



エアポンプ表示

早期予防から重度まで幅広い療養者や状態の変化にも対応する高機能エアマットレス。ムレ対応換気機能、災害対策・安全対策機能、リハビリモード付き。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 (CR-610)	13-5311-1	00206-000067

サイズ: 幅90×全長191×厚さ13cm マット重さ: 8.1kg

商品名	商品番号	商品コード
84cm幅 (CR-600)	13-5310-1	00206-000067

サイズ: 幅84×全長191×厚さ13cm マット重さ: 7.5kg

材質/カバー: ポリウレタンフィルム、ラミネート加工布 (抗菌・防水)、エアセル: ウレタンフィルム、表面シボ加工 (抗菌)

消費電力: 12w、1日約2.4円

ご利用者負担額 (1割)	(2割)	レンタル月極価格
円	円	円

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ防止用具

床ずれ
防止用具

オスカー

モルテン

人の手で行うような優しい自動体位変換機能付き



● 自動体位変換機能

厚さ
17
cm

重さ
11.5~13.5
kg



体位
変換器

認知症
老人
徘徊感知
機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

ビッグセルインフィニティプラス

厚さ
17
cm

重さ
8.6~9.6
kg

グランデ

モルテン

身体状況に合わせて最適な使用状態を自動で設定



厚さ
18/13
cm

重さ
6.0~6.2
kg

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (MGRA91)	13-5331-1	00054-000071
サイズ: 幅91×全長191×厚さ18/13cm マット重さ: 6.2kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 (MGRA83)	13-5330-1	00054-000071
サイズ: 幅83×全長191×厚さ18/13cm マット重さ: 6.0kg		
ご利用者負担額 (1割)	円	(2割) 円
レンタル月極価格 円		

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

●オスカーが備えている8つの特性

- 体圧分散性能
- 除圧性能
- ずれ力対策
- 寝心地
- 座位安定性
- むれ対策
- ひえ対策
- 体位変換

●簡単なリモコン操作と場所を取らない内臓式ポンプ

●安全・安心のための充実した設計

(安全: 心臓マッサージなど緊急時に素早く対応できる CPR ボタン/CPR ユニット)
(安心: リハビリモード/背上げモード/強力除湿モード)

商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (MOSC91)	13-5466-1	00054-000137
サイズ: 幅91×全長193×厚さ17cm マット重さ: 13.5kg		
商品名	商品番号	商品コード
91cm幅ヨット (MOSC91S)	13-5468-1	00054-000137
サイズ: 幅91×全長182×厚さ17cm マット重さ: 13kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 (MOSC83)	13-5465-1	00054-000137
サイズ: 幅83×全長193×厚さ17cm マット重さ: 12kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅ヨット (MOSC83S)	13-5467-1	00054-000137
サイズ: 幅83×全長182×厚さ17cm マット重さ: 11.5kg		
材質/カバー: ウレタン合成、マット: ウレタンフィルム(フィッティング層・底着き防止層=高耐久ウレタンフォーム)		
ご利用者負担額 (1割)	円	(2割) 円
レンタル月極価格 円		

軽度～
リスク保有者

ハイブリット

ビッグセルインフィニティ/ビッグセルインフィニティプラス

ケーブ

歩行器

車いす・
車いす
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具



拘縮対応モード
自動ヘッドアップ対応機能

エアポンプ表示

リスクの高い療養者向けのエアマットレスです。センサーがベッドの背上げを自動感知。停電対策機能でマット内圧を14日間保持。インフィニティプラス専用パッドがエアマットレス内部の冷えを防ぎます。

商品名	商品番号	商品コード
90cm幅 (CR-555)	13-5445-1	00206-000074
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17cm マット重さ: 8.6kg		
ご利用者負担額 (1割)	円	(2割) 円
レンタル月極価格 円		
商品名	商品番号	商品コード
プラス90cm幅 (CR-565)	13-5471-1	00206-000076
サイズ: 幅90×全長191×厚さ17 (足元のみ18) cm マット重さ: 9.6kg		
材質/カバー: ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・防炎・透湿)、エアセル: ポリウレタンフィルム表面シボ加工(抗菌)		
消費電力: (インフィニティ) 12W、1日約2.4円、(インフィニティプラス) 40W、1日約9.7円		
ご利用者負担額 (1割)	円	(2割) 円
レンタル月極価格 円		

中度～
リスク保有者

圧切替型

クレイド

モルテン

自動体位変換機能で
さまざまなニーズに対応



● 自動体位変換機能

厚さ
16
cm

重さ
7.5~7.9
kg



商品名	商品番号	商品コード
91cm幅 (MCRD91A)	13-0309-1	00054-000031
サイズ: 幅91×全長191×厚さ16cm マット重さ: 7.9kg		
商品名	商品番号	商品コード
83cm幅 (MCRD83A)	13-0308-1	00054-000031
サイズ: 幅83×全長191×厚さ16cm マット重さ: 7.5kg		
ご利用者負担額 (1割)	円	(2割) 円
レンタル月極価格 円		

中度～
リスク保有者

圧切替型